

Modelagem do corpo com gordura própria

Para atingir proporções harmoniosas do corpo, a modelagem corporal utilizando gordura própria é uma solução favorável.

Graças à tecnologia mais recente, com o auxílio do dispositivo de sucção MicroAire®, a gordura é removida da área da qual se quer corrigir, ou seja, da área em que se quer eliminar a gordura indesejada. Essa gordura é, então, removida e, especialmente processada. A microgordura resultante é utilizada para aumentar o volume da região desejada. Por exemplo, aplicada às mamas ou nádegas.

A quantidade de gordura que pode ser transferida durante uma sessão é limitada, uma vez que depende do suprimento de sangue na área-alvo para nutrir a gordura. Conseqüentemente, várias sessões operativas podem ser necessárias para atingir o volume desejado.

PERGUNTAS QUE PODEM SER FEITAS DURANTE A CONSULTA

QUAL É O VOLUME DE GORDURA QUE PODE SER TRANSFERIDO E INTRODUIDO NO LOCAL ALVO EM UMA SESSÃO?

QUAL É O PROCEDIMENTO, SE O RESULTADO NÃO FOR SATISFATÓRIO?

QUAL É A VANTAGEM DO DISPOSITIVO MICROAIRE?
PRECISAREI USAR VESTUÁRIO PÓS-CIRÚRGICO?

INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO

Duração da cirurgia: de 60 a 90 minutos

Anestesia: geral ou local

Recuperação pós-cirurgia: aproximadamente
3 dias

Impossibilidade para fazer atividades físicas: de 4
a 6 semanas