

### **Modelagem do corpo com gordura própria**

Para atingir proporções harmoniosas do corpo, a modelagem corporal utilizando gordura própria é uma solução favorável.

Graças à tecnologia mais recente, com o auxílio do dispositivo de sucção MicroAire®, a gordura é removida da área da qual se quer corrigir, ou seja, da área em que se quer eliminar a gordura indesejada. Essa gordura é, então, removida e, especialmente processada. A microgordura resultante é utilizada para aumentar o volume da região desejada. Por exemplo, aplicada às mamas ou nádegas.

A quantidade de gordura que pode ser transferida durante uma sessão é limitada, uma vez que depende do suprimento de sangue na área-alvo para nutrir a gordura. Conseqüentemente, várias sessões operativas podem ser necessárias para atingir o volume desejado.

#### **PERGUNTAS QUE PODEM SER FEITAS DURANTE A CONSULTA**

QUAL É O VOLUME DE GORDURA QUE PODE SER TRANSFERIDO E INTRODUIDO NO LOCAL ALVO EM UMA SESSÃO?

QUAL É O PROCEDIMENTO, SE O RESULTADO NÃO FOR SATISFATÓRIO?

QUAL É A VANTAGEM DO DISPOSITIVO MICROAIRE?

PRECISAREI USAR VESTUÁRIO PÓS-CIRÚRGICO?

#### **INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO**

Duração da cirurgia: de 60 a 90 minutos

Anestesia: geral ou local

Recuperação pós-cirurgia: aproximadamente

3 dias

Impossibilidade para fazer atividades físicas: de 4

a 6 semanas

<b>Correspondence Address:</b> The London Clinic, Consulting Rooms 5 Devonshire Place London W1G 6HL	<b>Private Consultancy:</b> The London Clinic Consulting Rooms 5 Devonshire Place London W1G 6HL	<b>Contact details:</b> +44 754 054 9873 <a href="http://www.farhadi.com">www.farhadi.com</a> Email: <a href="mailto:farhadij@me.com">farhadij@me.com</a>
---	---	--